

vacu med

Blood Collection System



FL medical

Medical technology

2020

IL MODO MIGLIORE PER PREVEDERE IL FUTURO È INVENTARLO

Trent'anni di innovazione, trent'anni di sviluppo della nostra azienda attraverso le idee ed i prodotti innovativi.

È così che nasce Vacumed[®] perché crediamo che la nascita di ogni prodotto debba poggiare su solide basi, perché dentro ad ogni prodotto, proprio nel suo cuore, ci siamo noi.

Vacumed[®] non è solo una provetta, ma un insieme di piccoli grandi dettagli per arrivare alla perfezione. Solo così si fa quell'innovazione che per noi significa non sentirsi mai arrivati.

THE BEST WAY TO FORECAST THE FUTURE IS TO INVENT IT

Thirty years of innovation, thirty years of our company's development thanks to our ideas and innovative products.

This is how Vacumed[®] was born, because we believe that the birth of every product has to rely on solid basis and because we are inside the heart of every product.

Vacumed[®] is not only a test tube, but a mixture of tiny important details that reach perfection. This is the only way to make that innovation that gives us the feeling we are never going to stop searching.




Provette Vacumed®

Vacumed® tubes

INDICE INDEX

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 4 | VACUMED® K2 EDTA
VACUMED® K2 EDTA | 44 | VACUMED® TECH SET PRELIEVO
VACUMED® TECH BLOOD COLLECTION SETS |
| 6 | VACUMED® K3 EDTA
VACUMED® K3 EDTA | 45 | VACUMED® TECH SET PRELIEVO CON SICUREZZA
VACUMED® TECH SAFETY BLOOD COLLECTION SETS |
| 8 | VACUMED® LITIO EPARINA
VACUMED® LITHIUM HEPARIN | 48 | VACUMED® TECH AGHI MULTIPLI
VACUMED® TECH MULTI-SAMPLE NEEDLES |
| 10 | VACUMED® SODIO EPARINA
VACUMED® SODIUM HEPARIN | 47 | VACUMED® TECH AGHI MULTIPLI CON SICUREZZA
VACUMED® TECH SAFETY MULTI-SAMPLE NEEDLES |
| 12 | VACUMED® POTASSIO FLUORURO + K3 EDTA
VACUMED® POTASSIUM FLUORIDE + K3 EDTA | 51 | VACUMED® ADATTATORE LUER
VACUMED® LUER ADAPTER NEEDLE |
| 14 | VACUMED® PER VES
VACUMED® FOR ESR | 52 | VACUMED® TECH ADATTATORE LUER
VACUMED® TECH LUER ADAPTER NEEDLE |
| 16 | VACUMED® SODIO CITRATO 3,2 %
VACUMED® SODIUM CITRATE 3,2 % | 53 | VACUMED® HOLDER E SAFEGUARD® HOLDER
VACUMED® HOLDER AND SAFEGUARD® HOLDER |
| 16 | VACUMED® SODIO CITRATO 3,8 %
VACUMED® SODIUM CITRATE 3,8 % | 54 | VACUMED® LACCIO EMOSTATICO
VACUMED® TOURNIQUET |
| 18 | VACUMED® ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
VACUMED® CLOT ACTIVATOR | 55 | VACUMED® LANCETTA DI SICUREZZA
VACUMED® SAFETY LANCETS |
| 20 | VACUMED® GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
VACUMED® GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR | 57 | MICROMED® PROVETTE PEDIATRICHE
MICROMED® PEDIATRIC TUBES |
| 26 | VACUMED® GRANULI SEPARATORI + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
VACUMED® GRANULES SEPARATORS + CLOT ACTIVATOR | 61 | URINTRANSFER® CONTENITORI URINA
URINTRANSFER® URINE CONTAINERS |
| 28 | VACUMED® SENZA ADDITIVO
VACUMED® PLAIN | 62 | PROMED® LINEA FARMACIA
PROMED® CONTAINERS IN SINGLE BOXES |
| 32 | VACUMED® GEL SEPARATORE + LITIO EPARINA
VACUMED® GEL SEPARATOR + LITHIUM HEPARIN | 64 | URINTRANSFER® CONTENITORI RACCOLTA URINE 24 H
URINTRANSFER® 24 H URINE COLLECTION CONTAINERS |
| 34 | VACUMED® GEL SEPARATORE + K2 EDTA
VACUMED® GEL SEPARATOR + K2 EDTA | 65 | VACUMED® SONDA PER PRELIEVO URINA
VACUMED® STRAW FOR URINE COLLECTION |
| 36 | VACUMED® PER URINA
VACUMED® URINE | 67 | PROMED® CONTENITORI PER SMALTIMENTO AGHI
PROMED® SAFETY CONTAINERS FOR CONTAMINATED NEEDLES |
| 37 | VACUMED® SENZA PRESERVANTE
VACUMED® WITHOUT PRESERVATIVE | 69 | SISTEMA SEDI-RATE
SEDI-RATE SYSTEM |
| 39 | VACUMED® SET PRELIEVO
VACUMED® BLOOD COLLECTION SETS | 70 | SISTEMA TAKIVES
TAKIVES SYSTEM |
| 40 | VACUMED® SET PRELIEVO CON SICUREZZA
VACUMED® SAFETY BLOOD COLLECTION SETS | 72 | PORTAPROVETTE
TEST TUBE RACKS |
| 41 | VACUMED® AGHI MULTIPLI
VACUMED® MULTI-SAMPLE NEEDLES | | |





VACUMED® K2 EDTA
VACUMED® K2 EDTA

VACUMED® Plus K2 EDTA
VACUMED® Plus K2 EDTA



42010

Vacumed®
13x75 mm con
K2 EDTA x 2 ml
di sangue, tappo
lavanda, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
with K2 EDTA x 2 ml of
blood, lavender cap,
sterile*

42011

Vacumed®
13x75 mm con
K2 EDTA x 3 ml
di sangue, tappo
lavanda, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
with K2 EDTA x 3 ml of
blood, lavender cap,
sterile*

42012

Vacumed®
13x75 mm con
K2 EDTA x 4 ml
di sangue, tappo
lavanda, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
with K2 EDTA x 4 ml of
blood, lavender cap,
sterile*

43016

Vacumed®
13x100 mm con
K2 EDTA x 6 ml
di sangue, tappo
lavanda, sterile

*Vacumed® 13x100 mm
with K2 EDTA x 6 ml of
blood, lavender cap,
sterile*

44019

Vacumed®
16x100 mm con
K2 EDTA x 9 ml
di sangue, tappo
lavanda, sterile

*Vacumed® 16x100 mm
with K2 EDTA x 9 ml of
blood, lavender cap,
sterile*

46010

Vacumed® Plus
13x75 mm con
K2 EDTA x 2 ml
di sangue, tappo
lavanda, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
13x75 mm with K2
EDTA x 2 ml of blood,
lavender cap,
transparent label,
sterile*

46011

Vacumed® Plus
13x75 mm con
K2 EDTA x 3 ml
di sangue, tappo
lavanda, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
13x75 mm with K2
EDTA x 3 ml of blood,
lavender cap,
transparent label,
sterile*

46012

Vacumed® Plus
13x75 mm con
K2 EDTA x 4 ml
di sangue, tappo
lavanda, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
13x75 mm with K2
EDTA x 4 ml of blood,
lavender cap,
transparent label,
sterile*

47016

Vacumed® Plus
13x100 mm con
K2 EDTA x 6 ml
di sangue, tappo
lavanda, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
13x100 mm with
K2 EDTA x 6 ml of
blood, lavender cap,
transparent label,
sterile*

48019

Vacumed® Plus
16x100 mm con
K2 EDTA x 9 ml
di sangue, tappo
lavanda, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
16x100 mm with
K2 EDTA x 9 ml of
blood, lavender cap,
transparent label,
sterile*



VACUMED® K3 EDTA
VACUMED® K3 EDTA

VACUMED® Plus K3 EDTA
VACUMED® Plus K3 EDTA



42110

Vacumed®
13x75 mm con
K3 EDTA x 2 ml di
sangue, tappo viola,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with K3 EDTA x 2 ml
of blood, violet cap,
sterile

42111

Vacumed®
13x75 mm con
K3 EDTA x 3 ml di
sangue, tappo viola,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with K3 EDTA x 3 ml
of blood, violet cap,
sterile

42112

Vacumed®
13x75 mm con
K3 EDTA x 4 ml di
sangue, tappo viola,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with K3 EDTA x 4 ml
of blood, violet cap,
sterile

43116

Vacumed®
13x100 mm con
K3 EDTA x 6 ml di
sangue, tappo viola,
sterile

Vacumed® 13x100 mm
with K3 EDTA x 6 ml
of blood, violet cap,
sterile

44119

Vacumed®
16x100 mm con
K3 EDTA x 9 ml di
sangue, tappo viola,
sterile

Vacumed® 16x100 mm
with K3 EDTA x 9 ml
of blood, violet cap,
sterile

46110

Vacumed® Plus
13x75 mm con
K3 EDTA x 2 ml di
sangue, tappo viola,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with K3
EDTA x 2 ml of blood,
violet cap, transparent
label, sterile

46111

Vacumed® Plus
13x75 mm con
K3 EDTA x 3 ml di
sangue, tappo viola,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with K3
EDTA x 3 ml of blood,
violet cap, transparent
label, sterile

46112

Vacumed® Plus
13x75 mm con
K3 EDTA x 4 ml di
sangue, tappo viola,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with K3
EDTA x 4 ml of blood,
violet cap, transparent
label, sterile

47116

Vacumed® Plus
13x100 mm con
K3 EDTA x 6 ml di
sangue, tappo viola,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x100 mm with K3
EDTA x 6 ml of blood,
violet cap, transparent
label, sterile

48119

Vacumed® Plus
16x100 mm con
K3 EDTA x 9 ml di
sangue, tappo viola,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
16x100 mm with K3
EDTA x 9 ml of blood,
violet cap, transparent
label, sterile

VACUMED® LITIO EPARINA
VACUMED® LITHIUM HEPARIN

VACUMED® Plus LITIO EPARINA
VACUMED® Plus LITHIUM HEPARIN



42310

Vacumed®
13x75 mm con Litio
Eparina x
2 ml di sangue,
tappo verde scuro,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Lithium Heparin
x 2 ml of blood, dark
green cap, sterile

42311

Vacumed®
13x75 mm con Litio
Eparina x
3 ml di sangue,
tappo verde scuro,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Lithium Heparin
x 3 ml of blood, dark
green cap, sterile

42312

Vacumed®
13x75 mm con Litio
Eparina x
4 ml di sangue,
tappo verde scuro,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Lithium Heparin
x 4 ml of blood, dark
green cap, sterile

43316

Vacumed®
13x100 mm con Litio
Eparina x 6 ml di
sangue, tappo verde
scuro, sterile

Vacumed® 13x100 mm
with Lithium Heparin
x 6 ml of blood, dark
green cap, sterile

44319

Vacumed®
16x100 mm con Litio
Eparina x 9 ml di
sangue, tappo verde
scuro, sterile

Vacumed® 16x100 mm
with Lithium Heparin
x 9 ml of blood, dark
green cap, sterile

46310

Vacumed® Plus
13x75 mm con Litio
Eparina x 2 ml di
sangue, tappo verde
scuro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Lithium Heparin x 2 ml
of blood, dark green
cap, transparent label,
sterile

46311

Vacumed® Plus
13x75 mm con Litio
Eparina x 3 ml di
sangue, tappo verde
scuro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Lithium Heparin x 3 ml
of blood, dark green
cap, transparent label,
sterile

46312

Vacumed® Plus
13x75 mm con Litio
Eparina x 4 ml di
sangue, tappo verde
scuro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Lithium Heparin x 4 ml
of blood, dark green
cap, transparent label,
sterile

47316

Vacumed® Plus
13x100 mm con Litio
Eparina x 6 ml di
sangue, tappo verde
scuro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x100 mm with
Lithium Heparin x 6 ml
of blood, dark green
cap, transparent label,
sterile

48319

Vacumed® Plus
16x100 mm con Litio
Eparina x 9 ml di
sangue, tappo verde
scuro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
16x100 mm with
Lithium Heparin x 9 ml
of blood, dark green
cap, transparent label,
sterile



VACUMED® SODIO EPARINA
VACUMED® SODIUM HEPARIN

VACUMED® Plus SODIO EPARINA
VACUMED® Plus SODIUM HEPARIN



42350

Vacumed®
13x75 mm con
Sodio Eparina x
2 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Heparin
x 2 ml of blood, light
green cap, sterile

42351

Vacumed®
13x75 mm con
Sodio Eparina x
3 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Heparin
x 3 ml of blood, light
green cap, sterile

42352

Vacumed®
13x75 mm con
Sodio Eparina x
4 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Heparin
x 4 ml of blood, light
green cap, sterile

43356

Vacumed®
13x100 mm con
Sodio Eparina x
6 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
sterile

Vacumed® 13x100 mm
with Sodium Heparin
x 6 ml of blood, light
green cap, sterile

44359

Vacumed®
16x100 mm con
Sodio Eparina x
9 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
sterile

Vacumed® 16x100 mm
with Sodium Heparin
x 9 ml of blood, light
green cap, sterile

46350

Vacumed® Plus
13x75 mm con
Sodio Eparina x
2 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Heparin
x 2 ml of blood, light
green cap, transparent
label, sterile

46351

Vacumed® Plus
13x75 mm con
Sodio Eparina x
3 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Heparin
x 3 ml of blood, light
green cap, transparent
label, sterile

46352

Vacumed® Plus
13x75 mm con
Sodio Eparina x
4 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Heparin
x 4 ml of blood, light
green cap, transparent
label, sterile

47356

Vacumed® Plus
13x100 mm con
Sodio Eparina x
6 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® 13x100 mm
with Sodium Heparin
x 6 ml of blood, light
green cap, transparent
label, sterile

48359

Vacumed® Plus
16x100 mm con
Sodio Eparina x
9 ml di sangue,
tappo verde chiaro,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® 16x100 mm
with Sodium Heparin
x 9 ml of blood, light
green cap, transparent
label, sterile



VACUMED® POTASSIO FLUORURO + K3 EDTA
 VACUMED® POTASSIUM FLUORIDE + K3 EDTA

VACUMED® Plus POTASSIO FLUORURO + K3 EDTA
 VACUMED® Plus POTASSIUM FLUORIDE + K3 EDTA



42210

Vacumed®
 13x75 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 2 ml di
 sangue, tappo grigio,
 sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Potassium
 Fluoride + K3 EDTA x
 2 ml of blood, grey
 cap, sterile

42211

Vacumed®
 13x75 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 3 ml di
 sangue, tappo grigio,
 sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Potassium
 Fluoride + K3 EDTA x
 3 ml of blood, grey
 cap, sterile

42212

Vacumed®
 13x75 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 4 ml di
 sangue, tappo grigio,
 sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Potassium
 Fluoride + K3 EDTA x
 4 ml of blood, grey
 cap, sterile

43216

Vacumed®
 13x100 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 6 ml di
 sangue, tappo grigio,
 sterile

Vacumed® 13x100 mm
 with Potassium
 Fluoride + K3 EDTA x
 6 ml of blood, grey
 cap, sterile

44219

Vacumed®
 16x100 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 9 ml di
 sangue, tappo grigio,
 sterile

Vacumed® 16x100 mm
 with Potassium
 Fluoride + K3 EDTA x
 9 ml of blood, grey
 cap, sterile

46210

Vacumed® Plus
 13x75 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 2 ml di
 sangue, tappo grigio,
 etichetta trasparente,
 sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with
 Potassium Fluoride
 + K3 EDTA x 2 ml
 of blood, grey cap,
 transparent label,
 sterile

46211

Vacumed® Plus
 13x75 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 3 ml di
 sangue, tappo grigio,
 etichetta trasparente,
 sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with
 Potassium Fluoride
 + K3 EDTA x 3 ml
 of blood, grey cap,
 transparent label,
 sterile

46212

Vacumed® Plus
 13x75 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 4 ml di
 sangue, tappo grigio,
 etichetta trasparente,
 sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with
 Potassium Fluoride
 + K3 EDTA x 4 ml
 of blood, grey cap,
 transparent label,
 sterile

47216

Vacumed® Plus
 13x100 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 6 ml di
 sangue, tappo grigio,
 etichetta trasparente,
 sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm with
 Potassium Fluoride
 + K3 EDTA x 6 ml
 of blood, grey cap,
 transparent label,
 sterile

48219

Vacumed® Plus
 16x100 mm con
 Potassio Fluoruro
 + K3 EDTA x 9 ml di
 sangue, tappo grigio,
 etichetta trasparente,
 sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm with
 Potassium Fluoride
 + K3 EDTA x 9 ml
 of blood, grey cap,
 transparent label,
 sterile

VACUMED® PER VES
VACUMED® FOR ESR

VACUMED® Plus PER VES
VACUMED® Plus FOR ESR



42508

Vacumed® 13x75 mm
con Sodio Citrato 3,2 %
x 1,6 ml di sangue per
VES, tappo nero, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate 3,2 %
x 1,6 ml of blood for ESR,
black cap, sterile*



42510

Vacumed® 13x75 mm
con Sodio Citrato 3,2 %
x 1,8 ml di sangue per
VES, tappo nero, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate 3,2 %
x 1,8 ml of blood for ESR,
black cap, sterile*



42512

Vacumed® 13x75 mm
con Sodio Citrato 3,2 %
x 2,4 ml di sangue per
VES, tappo nero, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate 3,2 %
x 2,4 ml of blood for ESR,
black cap, sterile*



46508

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 1,6 ml di
sangue per VES,
tappo nero, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
13x75 mm with Sodium
Citrate 3,2 % x 1,6 ml of
blood for ESR, black cap,
transparent label, sterile*



46510

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 1,8 ml
di sangue per VES,
tappo nero, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
13x75 mm with Sodium
Citrate 3,2 % x 1,8 ml of
blood for ESR, black cap,
transparent label, sterile*



46512

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 2,4 ml di
sangue per VES,
tappo nero, etichetta
trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
13x75 mm with Sodium
Citrate 3,2 % x 2,4 ml of
blood for ESR, black cap,
transparent label, sterile*





VACUMED® SODIO CITRATO 3,2 %
VACUMED® SODIUM CITRATE 3,2 %

VACUMED® SODIO CITRATO 3,8 %
VACUMED® SODIUM CITRATE 3,8 %

VACUMED® Plus SODIO CITRATO 3,2 %
VACUMED® Plus SODIUM CITRATE 3,2 %

VACUMED® Plus SODIO CITRATO 3,8 %
VACUMED® Plus SODIUM CITRATE 3,8 %



42410

42411

42412

42480

42481

42482

46410

46411

46412

46480

46481

46482

Vacumed®
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 1,8 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, sterile

Vacumed®
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 2,7 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, sterile

Vacumed®
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 3,6 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, sterile

Vacumed®
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,8 % x 1,8 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, sterile

Vacumed®
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,8 % x 2,7 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, sterile

Vacumed®
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,8 % x 3,6 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 1,8 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 2,7 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,2 % x 3,6 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,8 % x 1,8 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,8 % x 2,7 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm con Sodio
Citrato 3,8 % x 3,6 ml
di sangue per
coagulazione, tappo
azzurro, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate
3,2 % x 1,8 ml
of blood for
coagulation, light
blue cap, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate
3,2 % x 2,7 ml
of blood for
coagulation, light
blue cap, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate
3,2 % x 3,6 ml
of blood for
coagulation, light
blue cap, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate
3,8 % x 1,8 ml
of blood for
coagulation, light
blue cap, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate
3,8 % x 2,7 ml
of blood for
coagulation, light
blue cap, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Sodium Citrate
3,8 % x 3,6 ml
of blood for
coagulation, light
blue cap, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Sodium Citrate 3,2 %
x 1,8 ml of blood for
coagulation, light
blue cap, transparent
label, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Sodium Citrate 3,2 %
x 2,7 ml of blood for
coagulation, light
blue cap, transparent
label, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Sodium Citrate 3,2 %
x 3,6 ml of blood for
coagulation, light
blue cap, transparent
label, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Sodium Citrate 3,8 %
x 1,8 ml of blood for
coagulation, light
blue cap, transparent
label, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Sodium Citrate 3,8 %
x 2,7 ml of blood for
coagulation, light
blue cap, transparent
label, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with
Sodium Citrate 3,8 %
x 3,6 ml of blood for
coagulation, light
blue cap, transparent
label, sterile



VACUMED® ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
VACUMED® CLOT ACTIVATOR

VACUMED® Plus ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
VACUMED® Plus CLOT ACTIVATOR



42610

Vacumed®
13x75 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
2 ml di sangue,
tappo rosso, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Clot Activator x
2 ml of blood, red cap,
sterile

42611

Vacumed®
13x75 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
3 ml di sangue,
tappo rosso, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Clot Activator x
3 ml of blood, red cap,
sterile

42612

Vacumed®
13x75 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
4 ml di sangue,
tappo rosso, sterile

Vacumed® 13x75 mm
with Clot Activator x
4 ml of blood, red cap,
sterile

43616

Vacumed®
13x100 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
6 ml di sangue,
tappo rosso, sterile

Vacumed® 13x100 mm
with Clot Activator x
6 ml of blood, red cap,
sterile

44619

Vacumed®
16x100 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
9 ml di sangue,
tappo rosso, sterile

Vacumed® 16x100 mm
with Clot Activator x
9 ml of blood, red cap,
sterile

46610

Vacumed® Plus
13x75 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
2 ml di sangue, tappo
rosso, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with Clot
Activator x 2 ml
of blood, red cap,
transparent label,
sterile

46611

Vacumed® Plus
13x75 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
3 ml di sangue, tappo
rosso, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with Clot
Activator x 3 ml
of blood, red cap,
transparent label,
sterile

46612

Vacumed® Plus
13x75 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
4 ml di sangue, tappo
rosso, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm with Clot
Activator x 4 ml
of blood, red cap,
transparent label,
sterile

47616

Vacumed® Plus
13x100 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
6 ml di sangue, tappo
rosso, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
13x100 mm with Clot
Activator x 6 ml
of blood, red cap,
transparent label,
sterile

48619

Vacumed® Plus
16x100 mm con
Attivatore di
Coagulazione x
9 ml di sangue, tappo
rosso, etichetta
trasparente, sterile

Vacumed® Plus
16x100 mm with Clot
Activator x 9 ml
of blood, red cap,
transparent label,
sterile



VACUMED® GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR

VACUMED® Plus GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® Plus GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR



42710

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 rosso, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 2 ml of
 blood, red cap, sterile*

42711

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 3,5 ml di sangue, tappo
 rosso, sterile

*Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 3,5 ml of
 blood, red cap, sterile*

43716

Vacumed®
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 5 ml di sangue, tappo
 rosso, sterile

*Vacumed® 13x100 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 5 ml of
 blood, red cap, sterile*

44718

Vacumed®
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 8 ml di sangue, tappo
 rosso, sterile

*Vacumed® 16x100 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 8 ml of
 blood, red cap, sterile*

46710

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 rosso, etichetta
 trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 2 ml of blood,
 red cap, transparent
 label, sterile*

46711

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 3,5 ml di sangue,
 tappo rosso, etichetta
 trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 3,5 ml
 of blood, red cap,
 transparent label, sterile*

47716

Vacumed® Plus
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 5 ml di sangue, tappo
 rosso, etichetta
 trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
 13x100 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 5 ml of blood,
 red cap, transparent
 label, sterile*

48718

Vacumed® Plus
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 8 ml di sangue, tappo
 rosso, etichetta
 trasparente, sterile

*Vacumed® Plus
 16x100 mm with
 Gel Separator + Clot
 Activator x 8 ml of blood,
 red cap, transparent
 label, sterile*



VACUMED® GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR

VACUMED® Plus GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® Plus GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR



42720

42721

43726

44728

46720

46721

47726

48728

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, sterile

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 3,5 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, sterile

Vacumed®
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 5 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, sterile

Vacumed®
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 8 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 3,5 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 5 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 8 ml di sangue, tappo
 giallo-oro, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 2 ml of
 blood, golden-yellow
 cap, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 3,5 ml
 of blood, golden-yellow
 cap, sterile

Vacumed® 13x100 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 5 ml of
 blood, golden-yellow
 cap, sterile

Vacumed® 16x100 mm
 with Gel Separator +
 Clot Activator x 8 ml of
 blood, golden-yellow
 cap, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 2 ml of blood,
 golden-yellow cap,
 transparent label, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 3,5 ml of blood,
 golden-yellow cap,
 transparent label, sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 5 ml of blood,
 golden-yellow cap,
 transparent label, sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm with
 Gel Separator + Clot
 Activator x 8 ml of blood,
 golden-yellow cap,
 transparent label, sterile



VACUMED® GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR

VACUMED® Plus GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® Plus GEL SEPARATOR + CLOT ACTIVATOR



42730

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 blu elettrico, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator + Clot
 Activator x 2 ml of blood,
 electric blue cap, sterile

42731

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 3,5 ml di sangue, tappo
 blu elettrico, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator + Clot
 Activator x 3,5 ml of blood,
 electric blue cap, sterile

43736

Vacumed®
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x 5 ml
 di sangue, tappo blu
 elettrico, sterile

Vacumed® 13x100 mm
 with Gel Separator + Clot
 Activator x 5 ml of blood,
 electric blue cap, sterile

44738

Vacumed®
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x 8 ml
 di sangue, tappo blu
 elettrico, sterile

Vacumed® 16x100 mm
 with Gel Separator + Clot
 Activator x 8 ml of blood,
 electric blue cap, sterile

46730

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 blu elettrico, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 2 ml of
 blood, electric blue cap,
 transparent label, sterile

46731

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x 3,5
 ml di sangue, tappo
 blu elettrico, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 3,5 ml of
 blood, electric blue cap,
 transparent label, sterile

47736

Vacumed® Plus
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x 5
 ml di sangue, tappo
 blu elettrico, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 5 ml of
 blood, electric blue cap,
 transparent label, sterile

48738

Vacumed® Plus
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Attivatore
 di Coagulazione x 8
 ml di sangue, tappo
 blu elettrico, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm with Gel
 Separator + Clot
 Activator x 8 ml of
 blood, electric blue cap,
 transparent label, sterile



VACUMED® GRANULI SEPARATORI + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® GRANULES SEPARATORS + CLOT ACTIVATOR

VACUMED® Plus GRANULI SEPARATORI + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE
 VACUMED® Plus GRANULES SEPARATORS + CLOT ACTIVATOR



42690

Vacumed®
 13x75 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 marrone, sterile

Vacumed®
 13x75 mm with Granules
 Separators + Clot
 Activator x 2 ml of blood,
 brown cap, sterile

42691

Vacumed®
 13x75 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 3,5 ml di sangue, tappo
 marrone, sterile

Vacumed®
 13x75 mm with Granules
 Separators + Clot
 Activator x 3,5 ml of
 blood, brown cap, sterile

43696

Vacumed®
 13x100 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 5 ml di sangue, tappo
 marrone, sterile

Vacumed®
 13x100 mm with Granules
 Separators + Clot
 Activator x 5 ml of blood,
 brown cap, sterile

44698

Vacumed®
 16x100 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 8 ml di sangue, tappo
 marrone, sterile

Vacumed®
 16x100 mm with Granules
 Separators + Clot
 Activator x 8 ml of blood,
 brown cap, sterile



46690

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 2 ml di sangue, tappo
 marrone, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with Granules
 Separators + Clot
 Activator x 2 ml of blood,
 brown cap, transparent
 label, sterile

46691

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 3,5 ml di sangue, tappo
 marrone, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with
 Granules Separators +
 Clot Activator x 3,5 ml
 of blood, brown cap,
 transparent label, sterile

47696

Vacumed® Plus
 13x100 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 5 ml di sangue, tappo
 marrone, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm with Granules
 Separators + Clot
 Activator x 5 ml of blood,
 brown cap, transparent
 label, sterile

48698

Vacumed® Plus
 16x100 mm con Granuli
 Separatori + Attivatore
 di Coagulazione x
 8 ml di sangue, tappo
 marrone, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm with Granules
 Separators + Clot
 Activator x 8 ml of blood,
 brown cap, transparent
 label, sterile



VACUMED® SENZA ADDITIVO
VACUMED® PLAIN

VACUMED® Plus SENZA ADDITIVO
VACUMED® Plus PLAIN



42910

Vacumed®
13x75 mm senza
additivo x 2 ml,
tappo bianco, sterile

Vacumed® 13x75 mm
no additive x 2 ml,
white cap, sterile

42911

Vacumed®
13x75 mm senza
additivo x 3 ml,
tappo bianco, sterile

Vacumed® 13x75 mm
no additive x 3 ml,
white cap, sterile

42912

Vacumed®
13x75 mm senza
additivo x 4 ml,
tappo bianco, sterile

Vacumed® 13x75 mm
no additive x 4 ml,
white cap, sterile

43916

Vacumed®
13x100 mm senza
additivo x 6 ml,
tappo bianco, sterile

Vacumed® 13x100 mm
no additive x 6 ml,
white cap, sterile

44919

Vacumed®
16x100 mm senza
additivo x 9 ml,
tappo bianco, sterile

Vacumed® 16x100 mm
no additive x 9 ml,
white cap, sterile

46910

Vacumed® Plus
13x75 mm senza
additivo x 2 ml,
tappo bianco,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm no additive
x 2 ml, white cap,
transparent label,
sterile

46911

Vacumed® Plus
13x75 mm senza
additivo x 3 ml,
tappo bianco,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm no additive
x 3 ml, white cap,
transparent label,
sterile

46912

Vacumed® Plus
13x75 mm senza
additivo x 4 ml,
tappo bianco,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm no additive
x 4 ml, white cap,
transparent label,
sterile

47916

Vacumed® Plus
13x100 mm senza
additivo x 6 ml,
tappo bianco,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x100 mm no additive
x 6 ml, white cap,
transparent label,
sterile

48919

Vacumed® Plus
16x100 mm senza
additivo x 9 ml,
tappo bianco,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
16x100 mm no additive
x 9 ml, white cap,
transparent label,
sterile



VACUMED® SENZA ADDITIVO
VACUMED® PLAIN

VACUMED® Plus SENZA ADDITIVO
VACUMED® Plus PLAIN



42900

Vacumed®
13x75 mm senza
additivo x 2 ml di
sangue, tappo rosso,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
no additive x 2 ml of
blood, red cap, sterile

42901

Vacumed®
13x75 mm senza
additivo x 3 ml di
sangue, tappo rosso,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
no additive x 3 ml of
blood, red cap, sterile

42902

Vacumed®
13x75 mm senza
additivo x 4 ml di
sangue, tappo rosso,
sterile

Vacumed® 13x75 mm
no additive x 4 ml of
blood, red cap, sterile

43906

Vacumed®
13x100 mm senza
additivo x 6 ml di
sangue, tappo rosso,
sterile

Vacumed® 13x100 mm
no additive x 6 ml of
blood, red cap, sterile

44909

Vacumed®
16x100 mm senza
additivo x 9 ml di
sangue, tappo rosso,
sterile

Vacumed® 16x100 mm
no additive x 9 ml of
blood, red cap, sterile

46900

Vacumed® Plus
13x75 mm senza
additivo x 2 ml di
sangue, tappo rosso,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm no additive
x 2 ml of blood,
red cap, transparent
label, sterile

46901

Vacumed® Plus
13x75 mm senza
additivo x 3 ml di
sangue, tappo rosso,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm no additive
x 3 ml of blood,
red cap, transparent
label, sterile

46902

Vacumed® Plus
13x75 mm senza
additivo x 4 ml di
sangue, tappo rosso,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x75 mm no additive
x 4 ml of blood,
red cap, transparent
label, sterile

47906

Vacumed® Plus
13x100 mm senza
additivo x 6 ml di
sangue, tappo rosso,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
13x100 mm no additive
x 6 ml of blood,
red cap, transparent
label, sterile

48909

Vacumed® Plus
16x100 mm senza
additivo x 9 ml di
sangue, tappo rosso,
etichetta trasparente,
sterile

Vacumed® Plus
16x100 mm no additive
x 9 ml of blood,
red cap, transparent
label, sterile



VACUMED® GEL SEPARATORE + LITIO EPARINA
 VACUMED® GEL SEPARATOR + LITHIUM HEPARIN

VACUMED® Plus GEL SEPARATORE + LITIO EPARINA
 VACUMED® Plus GEL SEPARATOR + LITHIUM HEPARIN



42810

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 2 ml
 di sangue, tappo
 turchese, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 Lithium Heparin x 2 ml
 of blood, turquoise cap,
 sterile

42811

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 3 ml
 di sangue, tappo
 turchese, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 Lithium Heparin x 3 ml
 of blood, turquoise cap,
 sterile

43816

Vacumed®
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 5 ml
 di sangue, tappo
 turchese, sterile

Vacumed® 13x100 mm
 with Gel Separator +
 Lithium Heparin x 5 ml
 of blood, turquoise cap,
 sterile

44818

Vacumed®
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 8 ml
 di sangue, tappo
 turchese, sterile

Vacumed® 16x100 mm
 with Gel Separator +
 Lithium Heparin x 8 ml
 of blood, turquoise cap,
 sterile

46810

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 2 ml
 di sangue, tappo
 turchese, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + Lithium
 Heparin x 2 ml of
 blood, turquoise cap,
 transparent label, sterile

46811

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 3 ml
 di sangue, tappo
 turchese, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 3x75 mm with Gel
 Separator + Lithium
 Heparin x 3 ml of
 blood, turquoise cap,
 transparent label, sterile

47816

Vacumed® Plus
 13x100 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 5 ml
 di sangue, tappo
 turchese, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm with Gel
 Separator + Lithium
 Heparin x 5 ml of
 blood, turquoise cap,
 transparent label, sterile

48818

Vacumed® Plus
 16x100 mm con Gel
 Separatore + Litio
 Eparina x 8 ml
 di sangue, tappo
 turchese, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm with Gel
 Separator + Lithium
 Heparin x 8 ml of
 blood, turquoise cap,
 transparent label, sterile



VACUMED® GEL SEPARATORE + K2 EDTA
 VACUMED® GEL SEPARATOR + K2 EDTA

VACUMED® Plus GEL SEPARATORE + K2 EDTA
 VACUMED® Plus GEL SEPARATOR + K2 EDTA



42850

42851

43856

44858

46850

46851

47856

48858

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA x
 2 ml di sangue,
 tappo perla, sterile

Vacumed®
 13x75 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA
 x 3 ml di sangue,
 tappo perla, sterile

Vacumed®
 13x100 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA
 x 5 ml di sangue,
 tappo perla, sterile

Vacumed®
 16x100 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA
 x 8 ml di sangue,
 tappo perla, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA
 x 2 ml di sangue,
 tappo perla, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA
 x 3 ml di sangue,
 tappo perla, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA
 x 5 ml di sangue,
 tappo perla, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm con Gel
 Separatore + K2 EDTA
 x 8 ml di sangue,
 tappo perla, etichetta
 trasparente, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 K2 EDTA x 2 ml of blood,
 pearlescent cap, sterile

Vacumed® 13x75 mm
 with Gel Separator +
 K2 EDTA x 3 ml of blood,
 pearlescent cap, sterile

Vacumed® 13x100 mm
 with Gel Separator +
 K2 EDTA x 5 ml of blood,
 pearlescent cap, sterile

Vacumed® 16x100 mm
 with Gel Separator +
 K2 EDTA x 8 ml of blood,
 pearlescent cap, sterile


Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + K2 EDTA
 x 2 ml of blood,
 pearlescent cap,
 transparent label, sterile

Vacumed® Plus
 13x75 mm with Gel
 Separator + K2 EDTA
 x 3 ml of blood,
 pearlescent cap,
 transparent label, sterile

Vacumed® Plus
 13x100 mm with Gel
 Separator + K2 EDTA
 x 5 ml of blood,
 pearlescent cap,
 transparent label, sterile

Vacumed® Plus
 16x100 mm with Gel
 Separator + K2 EDTA
 x 8 ml of blood,
 pearlescent cap,
 transparent label, sterile

VACUMED® PER URINA
VACUMED® URINE



44960

Vacumed®
16x100 mm conica
senza preservante x
9 ml di urina, tappo
giallo, sterile

*Vacumed® 16x100 mm
conical without
preservative x 9 ml
of urine yellow cap,
sterile*

44970

Vacumed®
16x100 mm con
Acido Borico x 10 ml
di urina, tappo giallo,
sterile

*Vacumed® 16x100 mm
with Boric Acid x 10 ml
of urine yellow cap,
sterile*

44950

Vacumed®
16x100 mm senza
preservante x 10 ml
di urina, tappo giallo,
sterile

*Vacumed® 16x100 mm
without preservative
x 10 ml of urine yellow
cap, sterile*

43956

Vacumed®
13x100 mm senza
preservante x 6 ml di
urina, tappo giallo,
sterile

*Vacumed® 13x100 mm
without preservative
x 6 ml of urine yellow
cap, sterile*

42952

Vacumed®
13x75 mm senza
preservante x 4 ml di
urina, tappo giallo,
sterile

*Vacumed® 13x75 mm
without preservative
x 4 ml of urine yellow
cap, sterile*

VACUMED® SENZA PRESERVANTE
VACUMED® WITHOUT PRESERVATIVE



25098

Vacumed® 16x100 mm senza
preservante x 10 ml di urina, tappo
giallo, confezione singola, sterile

*Vacumed® 16x100 mm without
preservative x 10 ml of urine, yellow
cap, individually wrapped, sterile*

25099

Vacumed® 16x100 mm conica senza
preservante x 9 ml di urina, tappo
giallo, confezione singola, sterile

*Vacumed® 16x100 mm conical without
preservative x 9 ml of urine, yellow cap,
individually wrapped, sterile*

Aghi Vacumed®
Vacumed® needles



45301

Vacumed® set prelievo ago
a farfalla 21G x 3/4" verde con adat-
tatore luer, lunghezza tubo 190 mm,
sterile

Vacumed® blood collection set
21G x 3/4" green with luer adapter, tube
length 190 mm, sterile



45303

Vacumed® set prelievo ago
a farfalla 23G x 3/4" azzurro con adat-
tatore luer, lunghezza tubo 190 mm,
sterile

Vacumed® blood collection set
23G x 3/4" light blue with luer adapter, tube
length 190 mm, sterile



VACUMED® SET PRELIEVO CON SICUREZZA
 VACUMED® SAFETY BLOOD COLLECTION SETS

VACUMED® AGHI MULTIPLI
 VACUMED® MULTI-SAMPLE NEEDLES



45601

Vacumed® set prelievo ago a farfalla
 21G x 3/4" verde con dispositivo di
 sicurezza, adattatore luer, lung. tubo
 190 mm, sterile

*Vacumed® blood collection set 21G x 3/4"
 green with safety system, luer adapter,
 tube length 190 mm, sterile*



45603

Vacumed® set prelievo ago a farfalla
 23G x 3/4" azzurro con dispositivo di
 sicurezza, adattatore luer, lung. tubo
 190 mm, sterile

*Vacumed® blood collection set
 23G x 3/4" light blue with safety system, luer
 adapter, tube length 190 mm, sterile*



45201

Vacumed® ago multiplo 20G x 1"
 giallo, sterile

*Vacumed® multi-sample needle
 20G x 1" yellow, sterile*



45202

Vacumed® ago multiplo 20G x 1 1/2"
 giallo, sterile

*Vacumed® multi-sample needle
 20G x 1 1/2" yellow, sterile*



45203

Vacumed® ago multiplo 21G x 1"
 verde, sterile

*Vacumed® multi-sample needle
 21G x 1" green, sterile*

VACUMED® AGHI MULTIPLI
VACUMED® MULTI-SAMPLE NEEDLES



45204

Vacumed® ago multiplo 21G x 1½"
verde, sterile

Vacumed® multi-sample needle
21G x 1½" green, sterile



45205

Vacumed® ago multiplo 22G x 1"
nero, sterile

Vacumed® multi-sample needle
22G x 1" black, sterile



45206

Vacumed® ago multiplo 22G x 1½"
nero, sterile

Vacumed® multi-sample needle
22G x 1½" black, sterile



Aghi Vacumed® Tech
Vacumed® needles Tech

VACUMED® TECH SET PRELIEVO
VACUMED® TECH BLOOD COLLECTION SETS



45501

Vacumed® Tech set prelievo ago a farfalla 21G x 3/4" verde con adattatore luer, lunghezza tubo 178 mm, sterile

Vacumed® Tech blood collection set 21G x 3/4" green with luer adapter, tube length 178 mm, sterile



45503

Vacumed® Tech set prelievo ago a farfalla 23G x 3/4" azzurro con adattatore luer, lunghezza tubo 178 mm, sterile

Vacumed® Tech blood collection set 23G x 3/4" light blue with luer adapter, tube length 178 mm, sterile



45701

Vacumed® Tech set prelievo ago a farfalla 21G x 3/4" verde con dispositivo di sicurezza, adattatore luer, lung. tubo 178 mm, sterile

Vacumed® Tech blood collection set 21G x 3/4" green with safety system, luer adapter, tube length 178 mm, sterile



45703

Vacumed® Tech set prelievo ago a farfalla 23G x 3/4" azzurro con dispositivo di sicurezza, adattatore luer, lung. tubo 178 mm, sterile

Vacumed® Tech blood collection set 23G x 3/4" light blue with safety system, luer adapter, tube length 178 mm, sterile

VACUMED® TECH SET PRELIEVO CON SICUREZZA
VACUMED® TECH SAFETY BLOOD COLLECTION SETS

VACUMED® TECH SET PRELIEVO CON SICUREZZA
 VACUMED® TECH SAFETY BLOOD COLLECTION SETS



45711

Vacumed® Tech set prelievo ago a farfalla 21G x 3/4" verde con dispositivo di sicurezza, adattatore luer e holder inserito, lung. tubo 178 mm, sterile

Vacumed® Tech blood collection set 21G x 3/4" green with safety system, luer adapter and pre-attached holder, tube length 178 mm, sterile



45713

Vacumed® Tech set prelievo ago a farfalla 23G x 3/4" azzurro con dispositivo di sicurezza, adattatore luer e holder inserito, lung. tubo 178 mm, sterile

Vacumed® Tech blood collection set 23G x 3/4" light blue with safety system, luer adapter and pre-attached holder, tube length 178 mm, sterile

VACUMED® TECH AGHI MULTIPLI CON SICUREZZA
 VACUMED® TECH SAFETY MULTI-SAMPLE NEEDLES



45414

Vacumed® Tech ago multiplo 21G x 1 1/2" verde, con dispositivo di sicurezza e holder inserito, sterile

Vacumed® Tech multi-sample needle 21G x 1 1/2" green, with safety system and pre-attached holder, sterile




45416

Vacumed® Tech ago multiplo 22G x 1 1/2" verde, con dispositivo di sicurezza e holder inserito, sterile

Vacumed® Tech multi-sample needle 22G x 1 1/2" green, with safety system and pre-attached holder, sterile

VACUMED® TECH AGHI MULTIPLI
VACUMED® TECH MULTI-SAMPLE NEEDLES

VACUMED® TECH AGHI MULTIPLI
VACUMED® TECH MULTI-SAMPLE NEEDLES



45401

Vacumed® Tech ago multiplo 20G
x 1" giallo, sterile

*Vacumed® Tech multi-sample
needle 20G x 1" yellow, sterile*

45402

Vacumed® Tech ago multiplo 20G
x 1½" giallo, sterile

*Vacumed® Tech multi-sample
needle 20G x 1½" yellow, sterile*

45403

Vacumed® Tech ago multiplo 21G
x 1" verde, sterile

*Vacumed® Tech multi-sample
needle 21G x 1" green, sterile*

45404

Vacumed® Tech ago multiplo
21G x 1½" verde, sterile

*Vacumed® Tech multi-sample
needle 21G x 1½" green, sterile*

45405

Vacumed® Tech ago multiplo
22G x 1" nero, sterile

*Vacumed® Tech multi-sample
needle 22G x 1" black, sterile*

45406

Vacumed® Tech ago multiplo 22G
x 1½" nero, sterile

*Vacumed® Tech multi-sample
needle 22G x 1½" black, sterile*

Accessori Vacumed®

Vacumed® accessories



VACUMED® ADATTATORE LUER
VACUMED® LUER ADAPTER



45100

Vacumed® adattatore luer 20G, sterile

Vacumed® luer adapter needle 20G, sterile

VACUMED® TECH ADATTATORE LUER
VACUMED® TECH LUER ADAPTER



45200

Vacumed® Tech adattatore luer 20G, sterile

Vacumed® Tech luer adapter needle 20G, sterile

VACUMED® HOLDER E SAFEGUARD® HOLDER
VACUMED® HOLDER AND SAFEGUARD® HOLDER



45000

Vacumed® holder in polipropilene

Vacumed® holder in polypropylene



45020

Vacumed® Safeguard® holder in polipropilene con sistema di sicurezza integrato

Vacumed® Safeguard® holder in polypropylene with integrated safety system

VACUMED® LACCIO EMOSTATICO
VACUMED® TOURNIQUET



45050

Vacumed® laccio emostatico per adulti a banda elastica con chiusura di sicurezza, colore verde

Vacumed® tourniquet for adults with safety closure system, green colour



45055

Vacumed® laccio emostatico per bambini a banda elastica con chiusura di sicurezza, colore lavanda

Vacumed® tourniquet for children with safety closure system, lavender colour



45060

Vacumed® laccio emostatico monouso, latex free, colore azzurro

Vacumed® disposable tourniquet, latex free, light blue colour

VACUMED® LANCETTA DI SICUREZZA
VACUMED® SAFETY LANCETS



45153

Vacumed® lancetta pungidito 23G con sistema di sicurezza, penetrazione 1,8 mm, grigio, sterile

Vacumed® safety lancet 23G, penetration depth 1,8 mm, grey, sterile



45158

Vacumed® lancetta pungidito 28G con sistema di sicurezza, penetrazione 1,8 mm, rosa, sterile

Vacumed® safety lancet 28G, penetration depth 1,8 mm, pink, sterile

Provette pediatriche Micromed®

Micromed® pediatric tubes



40000

Micromed® provetta
con K2 EDTA x 0,25 ml
di sangue, tappo viola

*Micromed® tube with
K2 EDTA x 0,25 ml of
blood, violet cap*

40001

Micromed® provetta
con K2 EDTA x 0,5 ml
di sangue, tappo viola

*Micromed® tube with
K2 EDTA x 0,5 ml of
blood, violet cap*

40100

Micromed® provetta
con K3 EDTA x 0,25 ml
di sangue, tappo viola

*Micromed® tube with
K3 EDTA x 0,25 ml of
blood, violet cap*

40101

Micromed® provetta
con K3 EDTA x 0,5 ml
di sangue, tappo viola

*Micromed® tube with
K3 EDTA x 0,5 ml of
blood, violet cap*

MICROMED® PROVETTE PEDIATRICHE
MICROMED® PEDIATRIC TUBES



40200

Micromed® provetta con Potassio Fluoruro + K2 EDTA x 0,25 ml di sangue, tappo grigio

Micromed® tube with Potassium Fluoride + K2 EDTA x 0,25 ml of blood, grey cap

40300

Micromed® provetta con Litio Eparina x 0,25 ml di sangue, tappo verde scuro

Micromed® tube with Lithium Heparin x 0,25 ml of blood, dark green cap

40301

Micromed® provetta con Litio Eparina x 0,5 ml di sangue, tappo verde scuro

Micromed® tube with Lithium Heparin x 0,5 ml of blood, dark green cap

40901

Micromed® provetta senza additivo x 0,5 ml di sangue, tappo bianco

Micromed® tube no additive x 0,5 ml of blood, white cap

MICROMED® PROVETTE PEDIATRICHE
MICROMED® PEDIATRIC TUBES



40601

Micromed® provetta con Attivatore di Coagulazione x 0,5 ml di sangue, tappo rosso

Micromed® tube with Clot Activator x 0,5 ml of blood, red cap

40602

Micromed® provetta con Attivatore di Coagulazione x 1 ml di sangue, tappo rosso

Micromed® tube with Clot Activator x 1 ml of blood, red cap

40701

Micromed® provetta con Gel Separatore + Attivatore di Coagulazione x 0,5 ml di sangue, tappo giallo-oro

Micromed® tube with Gel Separator + Clot Activator x 0,5 ml of blood, golden-yellow cap

40702

Micromed® provetta con Gel Separatore + Attivatore di Coagulazione x 0,8 ml di sangue, tappo giallo-oro

Micromed® tube with Gel Separator + Clot Activator x 0,8 ml of blood, golden-yellow cap

Contenitori Urintransfer®

Urintransfer® containers



25014

Urintransfer® 120 ml in PP,
sistema aspirazione pr.
sottovuoto, t/vite giallo,
superficie di scrittura

Urintransfer® 120 ml in PP,
yellow screw cap, aspiration
system for vacuum tubes,
frosted label

25012

Urintransfer® 120 ml in PP,
sistema aspirazione pr.
sottovuoto, t/vite giallo,
superficie di scrittura, conf.
sing. Prodotto in camera
bianca ISO 8

Urintransfer® 120 ml in PP,
yellow screw cap, aspiration
system for vacuum tubes,
frosted label, individ.
wrapped. Produced in
cleanroom ISO 8

25016

Urintransfer® 120 ml in PP,
sistema aspirazione pr.
sottovuoto, t/vite giallo,
superficie di scrittura,
sterile

Urintransfer® 120 ml in PP,
yellow screw cap, aspiration
system for vacuum tubes,
frosted label, sterile

25015

Urintransfer® 120 ml in PP,
sistema aspirazione pr.
sottovuoto, t/vite giallo,
superficie di scrittura, conf.
sing., sterile

Urintransfer® 120 ml in PP,
yellow screw cap, aspiration
system for vacuum tubes,
frosted label, individ.
wrapped, sterile



25178

Urintransfer® 120 ml in PP, sistema aspirazione pr. sottovuoto, t/vite giallo, sup. scrittura, conf. sing., in astuccio, sterile

Urintransfer® 120 ml in PP, aspiration system for vacuum tubes, yellow screw cap, frosted label, ind. wrapped, single box, sterile

25198

Vacumed® 16x100 mm senza preservante x 9 ml di urina, tappo giallo, confezione singola, in astuccio, sterile

Vacumed® 16x100 mm without preservative x 9 ml of urine, yellow cap, individually wrapped, single box, sterile



25179

Urintransfer® Kit cont. 120 ml in PP, sistema aspirazione pr. sottovuoto, t/vite giallo, sup. scrittura, conf. sing., + pr. Vacumed® 16x100 mm x 10 ml di urina, conf. sing., in astuccio, sterile

Urintransfer® Kit urine cup 120 ml in PP, aspiration system for vacuum tubes, yellow screw cap, frosted label, ind. wrapped + Vacumed® 16x100 mm x 10 ml of urine, yellow cap, ind. wrap., single box, sterile

URINTRANSFER® CONTENITORI RACCOLTA URINE 24 H
URINTRANSFER® 24 H URINE COLLECTION CONTAINERS



25420

Urintransfer® contenitore 3000 ml per raccolta urina 24 h in polietilene graduato con impugnatura ergonomica, colore marrone, tappo con sonda di aspirazione per pr. sottovuoto

Urintransfer® 24 h urine collection container 2000 ml in polyethylene graduated with ergonomic handle, brown color, cap with suction system for vacuum product


VACUMED® SONDA PER PRELIEVO URINA
VACUMED® STRAW FOR URINE COLLECTION



45030

Vacumed® sonda con dispositivo di prelievo per urina, lunghezza 9 cm

Vacumed® straw with collection device for urine, length 9 cm



45035

Vacumed® sonda con dispositivo di prelievo per urina, lunghezza 17 cm

Vacumed® straw with collection device for urine, length 17 cm

Contenitori smaltimento aghi

Safety containers for contaminated needles

PROMED® CONTENITORI PER SMALTIMENTO AGHI
 PROMED® SAFETY CONTAINERS FOR CONTAMINATED NEEDLES



25201

Promed® contenitore per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri in polietilene da 1 litro

Promed® safety container for contaminated needles and hospital waste in polyethylene, capacity 1 lt

25203

Promed® contenitore per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri in polietilene da 3 litri

Promed® safety container for contaminated needles and hospital waste in polyethylene, capacity 3 lt

25205

Promed® contenitore per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri in polietilene da 5 litri

Promed® safety container for contaminated needles and hospital waste in polyethylene, capacity 5 lt

Accessori per VES
Accessories for ESR



50334

Pipetta "Sedi-Rate" graduata da 0 a 180 mm

"Sedi-Rate" pipette graduated from 0 to 180 mm




50336

Supporto per sistema "Sedi-Rate" a 10 posti numerati

Support with 10 numbered places for "Sedi-Rate" system

SISTEMA TAKIVES
TAKIVES SYSTEM



50310

Pipetta "Takives" graduata da
0 a 160 mm con aspiratore
automatico

*"Takives" pipette graduated from
0 to 160 mm with automatic
aspirator*

50315

Pipetta "Takives" in vetro
graduata da 0 a 160 mm con
aspiratore automatico

*"Takives" pipette in glass
graduated from 0 to 160 mm with
automatic aspirator*

50320

Supporto per sistema "Takives" a
10 posti numerati


*Support with 10 numbered places
for "Takives" system*



Accessori vari
Varius accessories



PORTAPROVETTE
TEST TUBE RACKS




27142

Promed® portaprovette in polipropilene per provette ø 12-13 mm a 90 posti, autoclavabile, colore verde

Promed® test tube stand in polypropylene for tubes ø 12-13 mm 90 places, autoclavable, green colour

PORTAPROVETTE
TEST TUBE RACKS



27146

Promed® portaprovette in polipropilene per provette ø 16 mm a 60 posti, autoclavabile, colore bianco

Promed® test tube stand in polypropylene for tubes ø 16 mm 60 places, autoclavable, white colour



INDICE PER CODICE
INDEX BY CODE

INDICE PER CODICE
INDEX BY CODE

CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE
2 5 0 1 2	61	4 2 4 8 2	16	4 4 6 9 8	26	4 6 0 1 1	5	4 7 3 1 6	9
2 5 0 1 4	61	4 2 5 0 8	14	4 4 7 1 8	20	4 6 0 1 2	5	4 7 3 5 6	11
2 5 0 1 5	61	4 2 5 1 0	14	4 4 7 2 8	22	4 6 1 1 0	7	4 7 6 1 6	19
2 5 0 1 6	61	4 2 5 1 2	14	4 4 7 3 8	24	4 6 1 1 1	7	4 7 6 9 6	27
2 5 0 9 8	37	4 2 6 1 0	18	4 4 8 1 8	32	4 6 1 1 2	7	4 7 7 1 6	21
2 5 0 9 9	37	4 2 6 1 1	18	4 4 8 5 8	34	4 6 2 1 0	13	4 7 7 2 6	23
2 5 1 7 8	62	4 2 6 1 2	18	4 4 9 0 9	30	4 6 2 1 1	13	4 7 7 3 6	25
2 5 1 7 9	63	4 2 6 9 0	26	4 4 9 1 9	28	4 6 2 1 2	13	4 7 8 1 6	33
2 5 1 9 8	62	4 2 6 9 1	26	4 4 9 5 0	36	4 6 3 1 0	9	4 7 8 5 6	35
2 5 2 0 1	67	4 2 7 1 0	20	4 4 9 6 0	36	4 6 3 1 1	9	4 7 9 0 6	31
2 5 2 0 3	67	4 2 7 1 1	20	4 4 9 7 0	36	4 6 3 1 2	9	4 7 9 1 6	29
2 5 2 0 5	67	4 2 7 2 0	22	4 5 0 0 0	53	4 6 3 5 0	11	4 8 0 1 9	5
2 5 4 2 0	64	4 2 7 2 1	22	4 5 0 2 0	53	4 6 3 5 1	11	4 8 1 1 9	7
2 7 1 4 2	72	4 2 7 3 0	24	4 5 0 3 0	65	4 6 3 5 2	11	4 8 2 1 9	13
2 7 1 4 6	73	4 2 7 3 1	24	4 5 0 3 5	65	4 6 4 1 0	17	4 8 3 1 9	9
4 0 0 0 0	57	4 2 8 1 0	32	4 5 0 5 0	54	4 6 4 1 1	17	4 8 3 5 9	11
4 0 0 0 1	57	4 2 8 1 1	32	4 5 0 5 5	54	4 6 4 1 2	17	4 8 6 1 9	19
4 0 1 0 0	57	4 2 8 5 0	34	4 5 0 6 0	54	4 6 4 8 0	17	4 8 6 9 8	27
4 0 1 0 1	57	4 2 8 5 1	34	4 5 1 0 0	51	4 6 4 8 1	17	4 8 7 1 8	21
4 0 2 0 0	58	4 2 9 0 0	30	4 5 1 5 3	55	4 6 4 8 2	17	4 8 7 2 8	23
4 0 3 0 0	58	4 2 9 0 1	30	4 5 1 5 8	55	4 6 5 0 8	15	4 8 7 3 8	25
4 0 3 0 1	58	4 2 9 0 2	30	4 5 2 0 0	52	4 6 5 1 0	15	4 8 8 1 8	33
4 0 6 0 1	59	4 2 9 1 0	28	4 5 2 0 1	41	4 6 5 1 2	15	4 8 8 5 8	35
4 0 6 0 2	59	4 2 9 1 1	28	4 5 2 0 2	41	4 6 6 1 0	19	4 8 9 0 9	31
4 0 7 0 1	59	4 2 9 1 2	28	4 5 2 0 3	41	4 6 6 1 1	19	4 8 9 1 9	29
4 0 7 0 2	59	4 2 9 5 2	36	4 5 2 0 4	42	4 6 6 1 2	19	5 0 3 1 0	70
4 0 9 0 1	58	4 3 0 1 6	4	4 5 2 0 5	42	4 6 6 9 0	27	5 0 3 1 5	70
4 2 0 1 0	4	4 3 1 1 6	6	4 5 2 0 6	42	4 6 6 9 1	27	5 0 3 2 0	70
4 2 0 1 1	4	4 3 2 1 6	12	4 5 3 0 1	39	4 6 7 1 0	21	5 0 3 3 4	69
4 2 0 1 2	4	4 3 3 1 6	8	4 5 3 0 3	39	4 6 7 1 1	21	5 0 3 3 6	69
4 2 1 1 0	6	4 3 3 5 6	10	4 5 4 0 1	48	4 6 7 2 0	23		
4 2 1 1 1	6	4 3 6 1 6	18	4 5 4 0 2	48	4 6 7 2 1	23		
4 2 1 1 2	6	4 3 6 9 6	26	4 5 4 0 3	48	4 6 7 3 0	25		
4 2 2 1 0	12	4 3 7 1 6	20	4 5 4 0 4	49	4 6 7 3 1	25		
4 2 2 1 1	12	4 3 7 2 6	22	4 5 4 0 5	49	4 6 8 1 0	33		
4 2 2 1 2	12	4 3 7 3 6	24	4 5 4 0 6	49	4 6 8 1 1	33		
4 2 3 1 0	8	4 3 8 1 6	32	4 5 4 1 4	47	4 6 8 5 0	35		
4 2 3 1 1	8	4 3 8 5 6	34	4 5 4 1 6	47	4 6 8 5 1	35		
4 2 3 1 2	8	4 3 9 0 6	30	4 5 5 0 1	44	4 6 9 0 0	31		
4 2 3 5 0	10	4 3 9 1 6	28	4 5 5 0 3	44	4 6 9 0 1	31		
4 2 3 5 1	10	4 3 9 5 6	36	4 5 6 0 1	40	4 6 9 0 2	31		
4 2 3 5 2	10	4 4 0 1 9	4	4 5 6 0 3	40	4 6 9 1 0	29		
4 2 4 1 0	16	4 4 1 1 9	6	4 5 7 0 1	45	4 6 9 1 1	29		
4 2 4 1 1	16	4 4 2 1 9	12	4 5 7 0 3	45	4 6 9 1 2	29		
4 2 4 1 2	16	4 4 3 1 9	8	4 5 7 1 1	46	4 7 0 1 6	5		
4 2 4 8 0	16	4 4 3 5 9	10	4 5 7 1 3	46	4 7 1 1 6	7		
4 2 4 8 1	16	4 4 6 1 9	18	4 6 0 1 0	5	4 7 2 1 6	13		

"Quando un prodotto è fabbricato da persone che trovano importante il proprio lavoro, esso sarà inevitabilmente un prodotto di alta qualità"

Pehr G. Gyllenhammar

"When a product is made by people that believe their job is important, it will be for sure a quality product"

Pehr G. Gyllenhammar



FL Medical Srl Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20
35038 Torreglia (PD) - Italy
T +39 049 5211475 / 5212835
F +39 049 5212566
www.vacumed.it - www.flmedical.com
info@flmedical.com



FL Medical Srl Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20
35038 Torreglia (PD) - Italy
T +39 049 5211475 / 5212835
F +39 049 5212566
www.flmedical.com
www.vacumed.it
info@flmedical.com